

Precizne vage

Sigurni operativni postupci i precizni rezultati vaganja neophodni su za određivanje težine komponenti farmaceutskih pripravaka i receptura. Brzi radni procesi i okolišni uvjeti zahtijevaju čvrste vage koje daju **trajno pouzdane i točne rezultate**.



BCE6202i-1CEU

- mjerna površina: 182 x 182 mm
- max: 6,200 g/0,01 g
- interna kalibracija
- zakonski ovjerena
- vanjsko kućište vage izrađeno od kemijski otpornih materijala



GL2202i-2CEU

- mjerna površina: \varnothing 180 mm
- max: 2200 g/0,01 g
- interna kalibracija
- zakonski ovjerena
- vanjsko kućište vage izrađeno od kemijski otpornih materijala

Minisart® filteri

Siguran put za optimalnu sterilnu filtraciju u ljekarnama i galenskim laboratorijima.

Ophthalmart® filteri

Ophthalmart® filteri nude visok učinak za skromnu cijenu.

Celulozna membrana bez sredstva za vezivanje

utječe na iznimno slabo vezivanje proteina, što je vrlo značajno za ljekarne, posebno ako se radi o jako skupim ili osjetljivim recepturama. To je naročito bitno kod sterilizacije antibiotika, Lymphokina i sličnih bioloških supstanci. Ophthalmart filteri najčešće su korišteni filteri u **pripremi očnih kapi**.



Istražite našu **PROMOTIVNU PONUDU**

UKOVANJE TEKUĆINAMA

Tacta® i Proline® Plus mehaničke pipete

za rad s rad volumenima do 10,000 µL



Biotrate digitalna bireta

za rad do 60 mL volumena



Sartolab® P20 za sterilnu filtraciju vodenih

otopina i otapala većih volumena od 100 mL do 5 L

- PES membrana 0,2 µm
- sterilno pakiranje | 10kom
- navoj na crijevo, prilagodljiv promjer



Posebne značajke:

- vrlo dobra kemijska kompatibilnost
- niska razina ekstrakta
- niska nespecifična adsorpcija proteina
- kemijska kompatibilnost filtera: otporni na
- agresivne vodene otopine

Tehničke prednosti

- otporan u rasponu pH 1–14
- vrlo brz protok
- pouzdana sterilna filtracija



Kontaktirajte nas:
Sartorius Croatia
Savska 45a, 10290 Zaprešić
Tel: +385 (0) 1 3340 290
E-mail: sartorius@sartorius.hr
www.sartorius.hr