

# USB data loggeri ili Eupry bežični data logger?

Prednosti korištenja WiFi data loggера  
za praćenje okolišnih uvjeta



## Kupujete novi data logger za laboratorij, ljekarnu ili tvrtku u prehrambenom sektoru?

Na tržištu možete pronaći širok izbor data loggera za praćenje temperature i vlažnosti. Odabir pravog često je težak zadatak, a kako bismo vam olakšali odluku - sastavili smo kratku usporedbu našeg Eupry rješenja s dobro poznatim USB data loggerima.

### Zašto odabrati Eupry?

- Eupry svake godine šalje novi umjereni data logger.
- Eupry data logger za temperaturu šalje besplatne alarme putem WiFi-ja i SMS poruka u slučaju temperaturnih odstupanja.
- Brzo i lako pratite podatke putem aplikacije ili web preglednika.
- Pristup našem centru za podršku.
- Eupry data logger automatski šalje podatke na naše poslužitelje što sprječava gubitak podataka.
- Uz Eupry, jednim klikom možete promijeniti postavke na svim vašim data loggerima odjednom, štedeći vrijeme.
- Ako vam postavke ili prekoračenja zadanih temperatura nisu toliko bitne, USB data logger je izbor za vas.



## Fizičko umjeravanje u laboratoriju ili Eupry umjerava umjesto vas?

Prilikom kupnje data loggera, ljudi često zaborave na trošak umjeravanja. Kad dođe vrijeme za umjeravanje USB data loggera, uređaj se nosi u laboratorij na umjeravanje. U toj situaciji, potrebno je imati više dodatnih uređaja kako biste mogli nesmetano održavati uvjete okoline, dok je drugi logger na umjeravanju. S Eupry rješenjem, svake godine vam šaljemo novi, umjereni data logger, što znači da vam nisu potrebni zamjenski uređaji.

## Bez funkcije alarma ili SMS i e-mail alarmi?

U nekim slučajevima, USB data loggeri opremljeni su zvučnom i svjetlosnom funkcijom koje ukazuju da je temperatura izvan dopuštenog prekoračenja. Ovi alarmi svakako su od pomoći, ali ne znače puno ako se data logger nalazi u hladnjaku, inkubatoru ili skladišnom prostoru. S Eupry data loggerom, korisnici dobivaju besplatne alarme putem e-maila ili SMS poruka, kako bi pravovremeno bili obaviješteni o prekoračenju zadanih ograničenja. Korisnici tako imaju konstantan uvid u okolišne uvjete, što im omogućuje da reagiraju u stvarnom vremenu, umjesto da prekasno otkriju da temperaturne granice nisu unutar dozvoljenih parametara.

## Instalacija softvera na računalo ili pristup putem aplikacije s bilo koje lokacije?

USB data loggeri uvijek dolaze s programom koji se mora instalirati na računalo kako biste pristupili podacima. S Eupry rješenjem, dovoljan je Internet preglednik putem kojeg pristupate aplikaciji s dodijeljenim korisničkim računom. Svi vaši podaci s Eupry jedinica, pohranjuju se na jednom mjestu. Za neke organizacije, osobito velike, odobravanje i implementacija novog softvera dugotrajan je zadatak, stoga je pristupanje internet pregledniku i početnoj stranici uvijek brzo i moguće, bez obzira na lokaciju. Eupry aplikaciji može pristupiti više zaposlenika iz vašeg tima te brzo djelovati u slučaju promjene temperature.



## Upute i priručnici za korištenje ili korisnička podrška?

USB data loggeri često dolaze s uputama za korištenje prilikom postavljanja sustava, što je često i jedina podrška u cijelom procesu. S Eupry rješenjem, nudimo vam umreženu korisničku podršku s educiranim osobljem, kao i podršku putem telefona i e-maila. Prema potrebi, naše osoblje može na vašoj lokaciji izvršiti instalaciju i konfiguraciju ili ustanoviti problem, ukoliko isti postoji.

## USB prijenos podataka ili WiFi veza?

Memoriju na USB data loggeru potrebno je prazniti najmanje svaka dva tjedna. U suprotnom se podaci neće pohraniti, što dovodi do potencijalnog gubitka istih. Eupry data logger automatski šalje sve podatke na poslužitelj, što znači da ne morate brinuti o gubitku podataka i prazniti memoriju svakih nekoliko tjedana.

## Ručne ili automatske postavke?

Ako koristite USB data logger, potrebno je odvojiti dovoljno vremena za izvođenje prilagođenih konfiguracija svaki put kad je potrebno izvesti podatke – osobito tijekom implementacije. Eupry vam dozvoljava da jednim klikom promijenite postavke na svim data loggerima odjednom, s obzirom da se postavke mijenjanju izravno s Eupry početne stranice.

## Želite besplatne konzultacije ili probu uređaja? Kontaktirajte nas!

Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.  
Savska 45a, 10290 Zaprešić  
Tel. +385 1 3340 290  
Mail: [sartorius@sartorius.hr](mailto:sartorius@sartorius.hr)  
[www.sartorius.hr](http://www.sartorius.hr)